

Спецификација сценарија употребе функционалности додавања сале

„eЛаб“



Садржај

„eЛаб“	1
Садржај	2
Историја измена	3
Увод	4
Резиме	4
Намена документа и циљна група	4
Референце	4
Отворена питања	4
Сценарио додавања сале	4
Кратак опис	4
Ток догађаја	4
Посебни захтеви	5
Предуслови	5
Последице	5

Историја измена

<i>Датум</i>	<i>Верзија</i>	<i>Краћак опис</i>	<i>Аутор</i>
18.03.2015.	1.0	Иницијална верзија	Исидора Тодосић
04.06.2015.	1.1	Финална верзија	Милош Пивић

Увод

Резиме

Дефинисање сценарија употребе при додавању сале, са примерима одговарајућих HTML страница.

Намена документа и циљна група

Документ ће користити сви чланови пројектног тима у развоју пројекта и тестирању, а може се користити и при писању упутства за употребу.

Референце

1. Пројектни задатак
2. Упутство за писање спецификације сценарија употребе функционалности
3. Guidelines – Use Case, Rational Unified Process 2000
4. Guidelines – Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

Отворена питања

Редни број	Опис	Решење
1	Шта се дешава са хардвером приликом брисања сале и свих радних места у њој?	Сав хардвер из сале која се брише вратиће се у нераспоређене


Сценарио додавања сале

Кратак опис


Администратор након успешне ауторизације има могућност додавања нове лабораторијске сале, и дефинисања броја радних места у њој.

Ток догађаја

Администратор успешно додаје салу

1. Администратор бира опцију *Лабораторијске сале* из главног менија са леве стране, након чега се отвара страница са табеларним приказом постојећих лабораторијских сала. Изнад дате табеле налазе се табеларно приказана поља за унос нове лабораторијске сале.
2. Након тога попуњава поља *Ознака* и *Укупан број радних места*, а локацију одабира из падајуће листе Локација и притиска дугме  које се налази у продужетку истог реда, са десне стране. Тиме извршава додавање нове сале, са дефинисаном ознаком, локацијом и бројем радних места у њој. Администратор се обавештава о успешном додавању сале.

Администратор успешно уклања салу

1. Администратор бира опцију *Лабораторијске сале* из главног менија са леве стране, након чега се отвара страница са табеларним приказом постојећих лабораторијских сала.
2. Притиска дугме  које се налази у продужетку реда који описује жељену салу, са десне стране. Тиме извршава уклањање жељене сале, заједно са радним местима у њој. Администратор се обавештава о погрешно унетим подацима.

Администратор неуспешно додаје салу

1. У случају да администратор, притиском на дугме за додавање, сале покуша додавање сале без потпуно попуњених података, ова акција неће имати никаквог утицаја.

Посебни захтеви

Потребно је реализовати у првој фази имплементације.

Предуслови

Потребно је да администратор претходно изврши успешну ауторизацију.

Неопходно је постојање функционалне базе података.

Последице

Све измене се евидентирају у бази података.